

MESURE-DZ

Adresse :Rue dubai el eulma – El eulma Setif algerie
0550603425/0658498246

ph-mètre alimentaire professionnel YY1030



ph-mètre alimentaire professionnel est un pH-mètre spécialement conçu pour la mesure de pH directe dans le secteur agroalimentaire. L'électrode alimentaire est dotée d'un corps plastique robuste, facile à nettoyer avec un embout conique facilitant les prises de mesure dans les échantillons semi-solides.

Origine de produit : Chine

● Spécification

- **Modèle: YY-1030**
- **Électrodes interchangeable: électrode de ponction**
- **Solution de stockage: solution de protection d'électrode 1M KCL**
- **Compensation de température: 0.1 °C - 60.0 °C**
- **Humidité ambiante: 0.1 °C-80 °C Humidité relative: 90% max**
- **Étanche: ip67**
- **Batterie: 4*1.5V (pile bouton LR44) expédiée avec batterie intégrée, indicateur de batterie faible**
- **Rétro-éclairage: avec rétro-éclairage**
- **Données: Enregistrer comme feuille de calcul Excel, support d'impression**
- **Stockage de données: jusqu'à 1000 enregistrements de données peuvent être stockés**
- **PH:**
- **Gamme: 0.0 - 14.0 pH**
- **Résolution: 0.1pH**
- **Précision: ± 0.1pH**
- **Température:**
- **Plage de mesure: 0.1 °C-60.0 °C; 32.1 °F-140.0 °F**
- **Résolution: 0.1 °C; 0.1 °F**
- **Précision: ± 0.5 °C**
- **Étalonnage PH:**
- **6.86 / 4.00 / 9.18 ou 7.00 / 4.00 / 10.01 (deux ensembles de modes d'étalonnage sont disponibles) Les enregistrements d'étalonnage peuvent être consultés**

- **Liste d'emballage**
- **Stylo de qualité de l'eau * 1**
- **Manuel d'instructions * 1**
- **Poudre d'étalonnage * 5**