

MESURE-DZ

Adresse :Rue dubai el eulma – El eulma Setif algerie
0550603425/0658498246

Réfractomètre Brix Taux de sucre 0-93%



Le réfractomètre Brix (Taux de sucre) 0-93% peut mesurer la concentration de sucre dans les fruits, les boissons et les légumes, peut être utilisé dans la gestion de la qualité des boissons, le secteur industriel alimentaire, la recherche scientifique sur la production agricole.

Origine de produit : Chine

Spécifications:

Gamme de mesure:

Brix: 0 ~ 93%

Indice de réfraction: 1.3330-1.5177nD

Précision:

Brix: $\pm 0.2\%$

Indice de réfraction: $\pm 0.0003nD$

ATC Temp.0-30 °C

Dimensions:12.1*5.8*2.5cm

Poids: 90g

Résolution:

Brix: 0.1%

Indice de réfraction: 0.0001nD

Liste des paquets

1xRéfractomètre numérique

1x Manuel utilisateur

1x Boîte

